

Drucknormal

HMG 05



MTK-Blutdruck

Das HMG 05 ist ideal geeignet zum Durchführen der messtechnischen Kontrolle an nichtinvasiven Blutdruckmessgeräten (MTK-Blutdruck).

Schnelle Handhabung

Das Gerät ist nach dem Einschalten sofort einsatzbereit. Ein langes Aufwärmen entfällt. Durch sein geringes Gewicht und den Batteriebetrieb kann es ortsunabhängig eingesetzt werden.

Kalibrierung durch das Eichamt

Jedes HMG 05 wird vor der Auslieferung dem Eichamt vorgestellt und mit einem Messprotokoll und einem Prüfsiegel versehen.

Technische Daten

kalibrierter Messbereich	0 mmHg bis 300 mmHg
erweiterte kombinierte absolute Messunsicherheit (k=2)	< 0,8 mmHg
Anzeigeeinheit	mmHg
Anzeigauflösung	0,1 mmHg
Temperaturbereich	15 °C bis 25 °C
relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 85 %
Stromversorgung	9 V Batterie
Gewicht	210 g
Abmaße (H, B, T)	170 mm, 80 mm, 30 mm
Medium	trockene, nicht aggressive Gase, vorzugsweise Luft
sonstige Funktionen	Tara (Nullung), Batterieüberwachung

Lieferumfang

- Drucknormal HMG 05
- Handbuch in 5 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch)
- Protokoll-Vorlage

Zubehör (Optional)

- Zubehörset (Handpumpball mit Metallablassventil, 2 T-Stücke, 1 Verbinder für Blutdruckmessgeräteanschluss, diverse Schlauchverbindungen)
- Druckausgleichsbehälter 100ml
- Druckausgleichsbehälter 500ml
- Transportkoffer

Garantie

2 Jahre ab Auslieferung von donat-electronic

Hergestellt in Deutschland

donat-electronic
Medizintechnik

Obere Hauptstraße 70
09244 Lichtenau

☎ +49 37208 4466

Fax +49 37208 4468

www.donat-electronic.de

HMG05@donat-electronic.de